



Calce sodata

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Per la vostra sicurezza durante l'anestesia



Calce sodata

La calce sodata viene utilizzata per l'assorbimento della CO₂ nel circuito. Questo è un processo indispensabile per evitare di rirespirare la CO₂ precedentemente espirata.

- ▶ Bassa quantità di particelle di polvere
- ▶ Indicatore di colore: dal bianco al viola
- ▶ Volume: 5 l

215205

EICKEMEYER®

Via G. Verdi, 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
E info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it