



Apparecchio per Criochirurgia
„CRYO-Stick“

veterinary technology for life

Eickemeyer®

Cold as ice



173443

Apparecchio per Criochirurgia „CRYO-Stick“

Principio di funzionamento con espansione a freddo, tramite uso di gas N₂O.

- ▶ Estremamente precisa, con una temperatura di penetrazione costante di -89 °C
- ▶ Le ferite risultanti dall'intervento sono ridotte al minimo
- ▶ Ideale per procedure oftalmiche e dermatologiche
- ▶ La speciale cartuccia impedisce la fuoriuscita di gas N₂O
- ▶ Incluso di due cartucce N₂O

173443

Cartuccia N₂O

- ▶ Cartuccia N₂O per 173443

173444

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it