




ECOGRAFO MAGIC 8



Via Scafati, 205,
Santa Maria la Carità
80050, NA



081/8743577



Info@mgmlabservicesnc.com



www.mgmlabservicesnc.com



- Applicazioni specifiche di misura: addome, ginecologia, cardiologia e ortopedia
- Modalità immagini: B, B + B, B + M, M, CFM, B + CFM, PW, CW
- Modalità Doppler: CFM, PW, CW, HPRF
- Modulo ECG
- Ampia memoria interna (1TB)
- 4 porte per le sonde e 6 USB
- Monitor LCD e Touch, misura: 48 pollici / 26 cm
- iStation™: Archivio pazienti integrato, archiviazione, revisione e recupero efficienza
- iZoom™: Visualizzazione a schermo intero
- iBeam™: migliora la risoluzione delle immagini in tempo reale
- TGC 8x: bilancia la forza del segnale tra diversi strati
- iClear™: migliora la risoluzione delle immagini
- iTouch™: regolazione automatica del rialzo
- Archiviazione di immagini grezze
- Cattura immagini con registrazione vocale
- Esportazione immagini in formato windows, DICOM (opt.)
- Memoria video in tutte le applicazioni (incl. PW / CW Doppler)
- Cine mode con funzione memoria (120 seconds)
- Tissue Harmonic Imaging (THI): le immagini vengono formate grazie a segnali armonici provenienti dai tessuti
- iNeedle (opt.): enfatizza la visualizzazione dell'ago in procedure biotiche
- Dimensioni: da 58.5 x 135.5 a 178 x 93 cm (L x H x P)
- Peso: 111 kg

SONDE ED ACCESSORI MAGIC 8

Sonda 6,5 MHz micro-convex

Frequenza (2.6-6.5 / 3.2-7.9 / 4.7-12.8 / H7.0 / H8.0 / H9.0 MHz)



Via Scafati, 205,
Santa Maria la Carità
80050, NA



081/8743577



Info@mgmlabservicesnc.com



www.mgmlabservicesnc.com



Unità a Ultrasuoni - Sonde Magic Convex, 5,0 MHz

Frequenza (1.3-3.2 / 1.9-4.6 / 2.3-5.7 / H4.0 / H5.0 / H6.0 MHz)




Sonda lineare a T, 10.0 MHz


Frequenza (5.4-11.6 / 6.0-12.6 / 6.6-13.5 / H8.0 / H10.0 / H12.0 MHz)



Sonda lineare a T, 7.5 MHz

Frequenza (4.4-9.6 / 5.4-11.5 / 6.6-13.5 / H8.0 / H9.0 / H10.0 MHz)





Sonde Phased Array 5.0 Mhz

Frequenza (2.3-5.4 / 2.8-6.4 / 3.3-7.2 / H6.0 / H6.5 / H7.0 MHz)



Sonde Phased Array 3.0 Mhz

Frequenza (1.5-3.5 / 2.0-4.0 / 3.0-5.0 / H3.2 / H3.6 / H3.8 / H4.0 MHz)



Sonde Phased Array 10.0 Mhz

Frequenza (3.6-8.6 / 3.8-10.2 / 4.6-11.4 / H7.5 / H 8.0 / H 9.0 MHz)



Valigetta per trasporto sonde

(Altezza: 14.4cm, Larghezza: 44.5cm, Lunghezza: 32.8cm)



Adattatore per biopsie tramite ultrasuoni

Adattatore biopsia per sonde Micro-Convex MAGIC 8 (30452802)

Per aghi da 14G a 22G

