



Filtro gas anestetico  
EickSorber

veterinary technology for life  
**Eickemeyer**®

# *Per la vostra sicurezza durante l'anestesia*



## **Filtro gas anestetico EickSorber**

Filtro per l'assorbimento dei gas anestetici

- ▶ Collegarlo ad una valvola pressione. Impedisce l'afflusso di gas anestetici in eccesso nell'ambiente.
- ▶ Sostituire il filtro dopo aver superato i 1,000 g
- ▶ Include 2 mt di tubo gas di scarico

**213488**

Senza tubo evacuazione gas

**21348801**

**EICKEMEYER**®

Via G. Verdi, 8  
65015 Montesilvano (PE)  
Italia

T 085 935 4078  
F 085 935 9471  
E [info@eickemeyer.it](mailto:info@eickemeyer.it)

**TELEFONO 085 935 4078**

**[www.eickemeyer.it](http://www.eickemeyer.it)**