

PHILOSOPHY HF 200



Partner with the most renowned Italian Universities

PHILOSOPHY HF 200



TUBO RX

- Potenza 15 Kw 40 KHz
- Tubo radiogeno anodo fisso 3,0
- Radiazioni di fuga inferiori a 3,5 μ SV/h secondo IEC EN 60601-1-3
- Protezione radiazioni fino a 125 Kv



GENERATORE RX

- Alimentazione 230 Vac < 1
- Frequenza 50 – 60 Hz
- Potenza 15 Kw
- Frequenza di lavoro 40 KHz
- Max Voltaggio 99kV
- Potenza massima 200 mA
- Esposizione da 0,002 a 1 sec.
- Pedale rx doppio scatto con cavo 6 mt
- Potenza impegnata < 1 A



SISTEMA OPERATIVO

- PC Touch screen 15" multilingua
- Parti anatomiche programmate e riprogrammabili dall'operatore
- Impostazione Kv da 40 a 99
- Impostazione mAs: da 0,6 a 80
- Tecnica 2 punti kv-mAs
- Tecnica 3 punti Kv – mA - mS
- Selezione parametri di esposizione (APR)
- Selezione peso (KG)
- Selezione spessore (CM)
- Protezione contro sovracorrenti e sovratensioni (Kv e mA)



COLLIMATORE

- Lampada LED ad alta intensità 160 lux a 100 cm
- Regolazione del campo da irradiare manuale
- Timer della lampada a 90 sec. con accensione automatica
- Campo variabile a 48 x 48 cm @ 100 cm SID

OPTIONAL

- Griglia antidiffusione estraibile a 103 lamelle pollice
- Dispositivo fissaggio paziente
- Pulsante a mano rx
- Piedi autolivellanti
- Barella con lunghezza a richiesta
- Colonna mobile
- Rotazione testata $\pm 90^\circ$
- Scelta del colore

