

## ECOGRAFO MAGIC 3000 PLUS



Il nuovo MAGIC 3000 PLUS stupisce non solo per il suo nuovo design, ma anche per molte nuove funzioni e caratteristiche. Il Power Doppler (PDI) e PW-Doppler permettono una valutazione del flusso sanguigno in diverse condizioni cliniche e l'imaging avanzato fornisce risultati di riproduzione dell'immagine eccezionali per questa categoria di dispositivi.



Via Scafati, 205,  
Santa Maria la Carità  
80050, NA



081/8743577



Info@mgmlabservicesnc.com




www.mgmlabservicesnc.com




- I moderni strumenti di miglioramento delle immagini garantiscono un'ottima visualizzazione immagine
- Le immagini ed i report possono essere trasferiti direttamente al computer o salvati nella memoria interna
- Con iStation™, le informazioni sui pazienti sono sempre a portata di mano
- I pulsanti personalizzati consentono la personalizzazione
- Monitor LCD: oltre 30 cm di diagonale, inclinabile
- Modalità Cine con funzione di memoria (5 sec.)
- Esportazione immagini nei formati Windows
- Didascalia immagine dalla libreria
- Misure: distanza, area, volume, circonferenza, angolo, calcolo della gravidanza veterinaria
- Lunga durata della batteria fino a 2 ore (opzionale)

### Dati tecnici

- Modalità immagine: B, B + B, M, B + M
- PDI (Power Doppler) e PW Doppler
- TGC 8 x: bilanciamento dell'intensità del segnale di diversi strati



- iTouch™: impostazione automatica del Gain
- iClear™: migliora la risoluzione dell'immagine
- iZoom™: immagine ingrandita nel monitor
- iBeam™: migliora la risoluzione dell'immagine in tempo reale
- iStation™: gestione dei pazienti, archiviazione di immagini e dati
- Spazio di archiviazione SSD interno
- Due porte USB
- Uscite: video composito, VGA, S-video
- Dimensioni (in cm): L 30 x H 36 x P 16
- Peso: 5,5 kg





## SONDE ED ACCESSORI PER MAGIC 3000 PLUS

### Sonda 6,5 MHz micro-convex

Frequenza ( 5.0 / 6.5 / 7.5 / 8,5/ H 8.5 MHz)



### Sonda lineare a T, 7.5 MHz

Frequenza ( 5.0/ 7.5 / 8.5/ 10.0 / H 8.0 / H 10.0 MHz)



### Sonda 5,0 MHz lineare, rettale

- Frequenze (per MAGIC 1500 / 3000): 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,5 MHz
- Frequenze (per MAGIC 6000): 4,0 / 5,0 / 6,0 / 7,0 / H6,0 / H7,0 MHz



### **Sonda lineare rettale da 7,5 MHz**

- Frequenze (per MAGIC 1500 / 3000): 5,0 / 7,5 / 8,5 / 10,0 MHz
- Frequenze (per MAGIC 6000): 5,0 / 7,5 / 8,5 / 10,0 / H8,0 / H10,0 MHz



### **Batteria MAGIC 3000**

- Batteria per 304040 MAGIC 3000
- Funzionamento fino a 2 ore

### **Trolley MAGIC 3000**

- Facile movimentazione negli ambienti ambulatoriali



### **Custodia per trasporto MAGIC 3000**

Per un trasporto sicuro dell'apparecchiatura

