



Divisione Veterinaria

Strumentazione – Reagenti – Assistenza tecnica e specialistica

Via Scafati, 205 – 80050 Santa Maria La Carità (NA) – Italia

Tel. +39 081/8743577 – Fax +39 081/8744638

e-mail: veterinaria@mgmlabservicesnc.com

PEC: mgmlabservicesnc@pec.it

Internet: www.mgmlabservicesnc.com

FB: MGM Maurizio Gioacchino Mario



Monitor multiparametrico 7" - MGM502K



- Schermo a colori ad alta risoluzione da 7 pollici
- Diversi interfacciamenti: standard, trend screen, OXYcrg, NIBP list, big font screen
- Analisi del segmento S-T in tempo reale, rilevamento pace-maker
- Allarmi per malfunzionamento
- Funzione gestione informazioni del paziente
- Forme d'onda dinamiche
- Batteria al litio ricaricabile, 5 ore di lavoro.

Configurazione Standard : SPO₂, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP

ECG, RESP, TEMP

Optional: ETCO₂



Dotazione standard: ECG cable, SpO₂ probe, TEM Probe, NIBP Tube, Adult cuff, Power cable, Battery, User manual

Power cable, Battery, User manual

Parametri

NIBP	Metodo: Oscillometrico
	Modalità: Manuale / Automatica / Continua
	Range di misurazione automatica: regolabile
	Campo di misura: 10 - 270 mmHg
ECG	Modalità d'esecuzione: 3 derivazioni o 5 derivazioni
	Modalità di selezione: I; II; III; AVR; AVF; V
	Range frequenza cardiaca: Adulti: 15-300 bpm; Pediatrica / neonatale: 15 – 300 bpm
	Forma d'onda ECG: 2 canali
	Accuratezza: ± 1 bpm o $\pm 1\%$
	Range di misura del segmento S-T: -2.0mv ~ + 2.0mv
	Allarme: acustico e visivo
SPO₂	Range di misurazione: 0 - 100 %
	Accuratezza: 70 - 100 %, ± 2 %, 0 – 69 %, imprecisato
	tempo di misurazione automatica: regolabile
Pulsazioni	Range: 20 - 254 bpm
	Accuratezza: ± 3 bpm
Respirazione	Metodo: impedenza RA-LL
	Range: Adulti: 0-120 rpm; pediatrico/neonatale: 0-150 rpm
	Allarme Apnea: Sì
Tempertatura	Range: 0-500
	Accuratezza: ± 0.10
	Due canali