



Transilluminatore Diasclerale
EICKEMEYER®

veterinary technology for life
Eickemeyer®

Consigliabile in ogni ambulatorio!



Transilluminatore Diasclerale EICKEMEYER®

Il Transilluminatore Diasclerale emette un fascio di luce con messa a fuoco, pertanto è ideale per l'esame del fondo dell'occhio nell'animale. È uno strumento diagnostico standard utilizzato per avere una prima impressione dello stato oftalmologico del paziente, anche quando la pupilla è chiusa ed ha il vantaggio di poter piegare la parte superiore mettendo comunque bene a fuoco la luce. Questo permette all'operatore di vedere il fondo dell'occhio con pupilla chiusa (oftalmoscopia diretta). Può essere anche utilizzato come fonte di luce, con l'aiuto di una lente oftalmica, per eseguire una oftalmoscopia indiretta.

Il Transilluminatore Diasclerale è adatto per la diagnosi dei seguenti cambiamenti nel fondo dell'occhio:

- ▶ Emorragia retinale e/o distacco della retina, in caso di retinopatia ipertensiva di un gatto (specie in gatti anziani)
- ▶ Altri cambiamenti nella retina, come ad es. il PRA (Atrofia Retinale Progressiva), corioretinite (infiammazione della retina) o anomalie congenite (Collie Eye Anomaly, displasia della retina)

Vantaggi rispetto all'oftalmoscopia indiretta

- ▶ Prezzo molto più conveniente
- ▶ Immagine reale
- ▶ Ingrandimento maggiore, per una visione più dettagliata
- ▶ Risparmio di tempo/facilita il processo di esame

Dati tecnici

- ▶ Cono luce: Ø 3 mm
- ▶ Apertura: 16 lumens (con batterie nuove)
- ▶ Peso (escl. batteria): 30 g
- ▶ Include: 2 batterie AAA (1,5 V), chiavetta

301195

EICKEMEYER®

Via G. Verdi 8
65015 Montesilvano (PE)
Italia

T 085 935 4078
F 085 935 9471
info@eickemeyer.it

TELEFONO 085 935 4078

www.eickemeyer.it